

Ajustada por:

Telf:

Guarda el documento en el escritorio
y ábrelo con Adobe Reader.

E-mail:

Fecha:

Los precios cambian dependiendo de
lo seleccionado en la hoja de pedido.

€:

La configuración estándar incluye: chasis, asiento, bloqueo del respaldo, color, respaldo, eje trasero de carbono, ruedas y horquillas, reposapiés, freno Bambino 3 con bloqueo a presión, ruedas traseras Panthera de radios de acero entrecruzados, aros de titanio y neumáticos Schwalbe right Run, dispositivo antivuelco.

Elección necesaria:

Opcional

Sobrecargo/Precio añadido

Marcadon en amarillo

Peso Máx del usuario: Ancho del asiento: 27-33 cm 60 kg

Haga click en "[El texto azul subrayado](#)" para más información o imágenes.

Diseño original

Opciones alternativas

Otras opciones

1) Chasis

Bambino 3

Ancho del asiento 24-33 cm, profundidad 25-30 cm

Bambino 3 Short

Ancho del asiento 24-27 cm, profundidad 18-25 cm

Borrar

2) Color Chasis

[Azul](#) - Azul carreras

[Colores opcionales](#) - Tiempo de entrega de 20 días para colores opcionales.
Rellena el recuadro con el número art.

[Negro](#) - Negro anodizado

Borrar

3) Ancho de asiento

24 cm

27 cm

30 cm

33 cm

Borrar

4) Respaldo altura ajustable

[20-28 cm azul](#)

523BB17

27-35 cm azul

523BB18

[20-28 cm negro](#)

523BB17BL

27-35 cm negro

523BB18BL

Borrar

5) Eje trasero

[Carbono 6dgr](#)

33030BB

[Carbono 6dgr +10](#)

[mm](#) 33031BB

[Otro](#) eje trasero o altura del asiento

[Aumentar la altura del](#)

Borrar

Con ruedas traseras de 20" +120 mm

[asiento](#)

6) Rueda y horquilla

[art.no.](#)

[90 mm](#)

[Otra horquilla](#)

[120 mm](#)

Estándar con ruedas traseras de 20"

[Guía Excl](#) art.no:

Borrar

7) Reposapiés

[Reposapiés B3](#)

42341BB

Borrar

8) Frenos

[Frenos B3](#)

4630200

Borrar

Set Freno B3 para neumático PU

4630234

[Freno para asistente](#)

art.no.

Todos los precios de las ruedas traseras son por par

9) Ruedas traseras - sin aros

[Tamaños](#)

[22" estándar](#)

[Borrar](#)

20" [estándar](#)

24" [estándar](#)

24" [Spinergy X](#), radios negros

24" [Spinergy X](#), radios blancos

[Sistema autopropulsión
con un solo brazo](#)

Art.nr.

10) Neumáticos - elegir tipo

Todos los precios son por par

[Schwalbe Right Run](#) 20", 22", 24"

[Borrar](#)

[Rugged 24"](#)

[Schwalbe Marathon Plus](#), 22", 24"

[Schwalbe One 24"](#)

[PU 20", 22", 24" \(massive\)](#)

reTyre no se adapta a los neumáticos PU

[reTyre skins 24"](#)

11) Aros

Todos los precios son por par

[Titanio](#)

190DD11 (x2 / wheelchair)

[Borrar](#)

[Paragrip](#)

19051DDBT x 2

[Tetragrip](#)

19052DDBT x 2

[Maxgrip 20", 22", 24"](#)

1903070 x 2 (70=20", 80=22", 60=24"
(contiene latex)

[Aluminio X](#) 1904404
x2 (04=24")

DD = Diámetro de la rueda

Accesorios

Guardabarros

[Guardabarros B3](#)

4235000

[Borrar](#)

Reposabrazos

[Soporte de brazo B3](#) con protección
lateral

Ajustable en 3 alturas

Adaptador anchura del asiento

[Adaptador anchura asiento](#) - par

[Adaptador anchura asiento](#) - izquierdo

[Adaptador anchura asiento](#) - derecho

Limita el ángulo del respaldo hacia delante a 16 mm.
Reduce la anchura del asiento 7,5 mm a cada lado.

[Borrar](#)

Soporte lateral

[Soporte lateral B3 ajustable](#)
4236000 / pcs

Izquierdo	Derecho
Estándar	Estándar
Estrecho-9mm	Estrecho-9mm

Barra de empuje

[Barra de empuje B3](#)
4233000

Altura y ángulo ajustables con
liberación rápida

Reposacabezas

[Reposacabezas B3 Azul](#)
4710100

[Reposacabezas B3 Negro](#)

4710100BL

[Borrar](#)

Posición baja.

Posición alta.

Cojín

[2,5 cm](#)

572BB34

[5 cm](#)

575BB34

[Borrar](#)

Cuña para cojín

[Cuña gomaespuma](#)

57710BB

No para anchura de 24 cm

Cinturón pélvico

[Placa de fijación cinturón pélvico cpl](#)

9900247 respaldo fijación 2 puntos

[Abrazadera de fijación cinturón pélvico par](#)

9900248 Fijación de 2 puntos

[Fijación cinturón pélvico placa 4-p + abrazadera](#)

9900250 Fijación de 4 puntos

Fijación cinturón pélvico placa 4-p + abrazadera

9900248 x 2 Fijación de 4 puntos

Protectores de radios

20"	22"	24"
4500021	4500100	4500000

22"	24"	SIN LOGO
4500011	4500111	

[Borrar](#)

Otros

[Protección de tubo, delantera *](#)
9900251 (2 pcs)

[Protección del tubo trasero](#)
9900251 (1 pcs)

[Bandeja-mesa](#)

6810000

[Soporte magnético](#)

6810010

[Cuña de respaldo](#)

4710012

[Correa para el torso](#)

4380238

[Freewheel *](#)

Freewheel-KIT piezas de montaje 42342BB

Protectores de radio con diseño

20"	22"	24"	Splash
4500320	4500322	4500324	

20"	22"	24"	Car rim
4500120	4500122	4500124	

20"	22"	24"	Wild animals
4500420	4500422	4500424	

20"	22"	24"	Smiley
4500220	4500222	4500224	

[Borrar](#)

SPLASH

CAR RIM

WILD ANIMALS

SMILEY

*Elija el número de artículo de la Freewheel en función de la altura del reposapiés de la silla de ruedas Leer más sobre la rueda libre en [la página de inicio](#)

Ajustes de configuración

Ángulo del respaldo

Anote la medida (A) para el ángulo de respaldo deseado. 14-28 mm. Estándar = 18 mm

A= _____ mm

Ajuste del eje trasero

Anote la medida (A) para la balanza deseada Estándar = 77 mm.

A= _____ mm

Posición del reposapiés

Anote la medida de altura desde el suelo, (A) o (B) para el reposapiés.

[Bambino footplate with Freewheel - info](#)

A= _____ mm B= _____ mm

Con ruedas traseras de 22"

Medida alta pos. 210-310 mm

Medida baja pos. 150-220 mm

Elija: Posición de profundidad Posición de altura

Posición estándar

Posición alta

Posición adelantada 30 mm

Posición baja

Extra