

Ajustada por:

Telf:

Guarde el formulario en el escritorio
y ábralo con Adobe Reader.

E-mail:

Fecha:

El precio varía en función de las
opciones elegidas en el formulario €:

La configuración estándar incluye: chasis, asiento, correa para la pantorrilla, bloqueo del respaldo, opción de color estándar, respaldo, eje trasero, ruedas y horquillas de carbono, reposapiés de titanio o reposapiés plegables, freno S3 con bloqueo a presión, rueda trasera Panthera de radios de acero entrecruzados, aros de titanio y neumáticos Schwalbe right Run.

Elección necesaria:

Opcional

Sobrecargo/
Precio añadido

Marcado en amarillo

Peso máx. del usuario : Anchura del asiento 33-42 cm 100 kg, Anchura de asineto 45-50 cm150 kg

Haga click en "el texto subrayado en azul" para más información o imágenes

Diseño original

Opciones alternativas

Otras opciones

1) Chasis

U3

U3 Y-Front

U3 Y-Front Short U3 Y-

Front Low

Borrar

Ancho asiento 33-45 cm Profundidad asiento 35-46 cm
Ancho asiento 33-50 cm Profundidad asiento 35, 37.5, 40, 42.5 cm
Ancho asiento 33-50 cm Profundidad asiento35, 37.5 cm (Ancho asiento 50 cm) 37.5 cm
Ancho asiento 33-50 cm Profundidad asiento 35, 37.5 cm (Ancho asiento 50 cm) 37.5 cm

2) Color Chasis

Negro- Anodizado

Gris-Gris metálico

Borrar

Colores opcionales Un plazo de entrega de 20 días para el
color opcional. Rellene el art.no. en la casilla

3) Ancho

Borrar

33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

Compruebe la anchura de asiento permitida en "1 Chassis"

4) Profundidad

Borrar

35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm

5) Respaldo Altura (HH) INFO

Estándar

20 cm

35 cm

Cónico 525BBHH VER2

INFO

Curvado 524BBHH VER2

Para respaldo fijo

Cónico 6 cm

Acampanado 3

cm

Curvado-Cónico

Borrar

Borrar

6) Eje trasero

Carbono estándar
33023BB

Borrar

Carbono +15 mm
33023BC*

Utilice este eje trasero cuando elija un soporte
para los brazos en Accesorios y/o una mayor
altura del asiento.

* ancho asiento BB+1

Otro eje trasero o altura

Aumentar la altura

del asiento

7) Ruedas y horquillas art.no.

120 mm

Borrar

90 mm

150 mm

8) Reposapiés

Reposapiés Titanio
36001BB

Reposapiés U-shape, talonera
pequeña 3600134 (width 33)

Borrar

Titanio, extendido, reforzadoHaz clic para
usar esta alternativa * 36111BB

* Estándar para S3 Large

Reposapiés plegables; art.no.

Correa de talón para reposapiés

Placa de plástico para reposapiés
36010BB

Reposapiés Carbono
65050BB

9) Frenos

Frenos S3
4630000
Borrar

Freno de una mano, derecha

Freno una mano

izquierda art.no.

Art.no.

* No para chasis cortos / bajos

Freno para asistente*

10) Ruedas traseras- sin aros

24" estándar [art.no.](#)

Borrar

[Tamaños](#)

22" estándar

25" Spinerqy X radios negros

25" Spinerqy X radios negros

26" Spinerqy X radios negros

24" Spinerqy X radios blancos

25" Spinerqy X radios blancos

26" Spinerqy X radios blancos

Sistema
autopropulsión de
una mano

Rueda trasera 24x2"
MTB Aros Titanio

Todos los precios son por par

Neúmaticos- elegir neumático

[Schwalbe Right Run](#) 22", 24", 25", 26"

Borrar

Rugged 24"

Schwalbe Marathon Plus, 24", 25", 26"

Schwalbe One 24", 25"

PU 24" (massive)

reTyre no es compatible con PU tyres

reTyre skins 24"

reTyre skins 25"

reTyre skins 26"

Borrar

Todos los precios son por par

11) Aros

[Titanio](#)

190DD11 (x2 / wheelchair)

Borrar

Paragrip

19051DDBT x 2

Tetragrip

19052DDBT x 2

Maxgrip 22", 24"

1903060 x 2 (60=24", 80=22"

(contains latex)

[Aluminio X](#)

1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

DD=Diámetro de la rueda

Accessories

[art.no.](#)

Protector lateral

Protector lateral S3

[video](#)

Borrar

Reposabrazados [art.no.](#)

Reposabrazos S3

* [video](#)

Protector lateral carbono

Sin guardabarros [art.no.](#)

Con guardabarros pequeño

Con guardabarros grande

Empuñaduras [Video](#)

Altura ajustable S3

4252060 VER2

Altura ajustable S3 +10 cm

4252063 VER2

Peso Max. 100 kg

Borrar

Empuñaduras plegables

Plegables S3

4245000

[Video](#)

Barra de empuje

Barra de empuje S3

42400BB VER2

Peso Max. usuario 100 kg

Antivuelco [Video](#)

Antivuelco altura de
asiento estándar

4353000

Antivuelco U3 Low

4355000

Borrar

[Otra altura de asiento](#)

[Art.no.](#)

Cuña para cojín

2,5 cm

572BB40

Cuña gomaespuma

57710BB

5 cm

575BB40

Borrar

Protectores de radio

24" logo

4500000

22" logo

4500100

24" no logo

4500011

22" no logo

4500111

Borrar

Protectores de radio con temas

22" Splash

4500322

24" Splash

4500324

22" Car rim

4500122

24" Car rim

4500124

22" Wild animals

4500422

24" Wild animals

4500424

22" Smiley

4500222

24" Smiley

4500224

Clear

Otros

Protección de tubo, delantera

9900251 (2 pcs)

Protección de tubo trasera

9900251 (1 pcs)

Soporte para muletas S3

9900301 (x1/ muleta)

Cuña de respaldo

4710012

Freewheel

Mesa S3

6810020

Sólo junto con el reposabrazos

Seleccione el número de artículo de la Freewheel en función de la altura del reposapiés de la silla de ruedas Más información sobre la rueda libre en la [página web](#)

SPLASH CAR RIM WILD ANIMALS SMILEY

Ajustes de configuración

Ángulo del respaldo

Tome nota de la medida (A) para el ángulo de respaldo deseado. 14-28 mm. Estándar = 20 mm

A= _____ mm

Ajuste del eje trasero

Tome nota de la medida (A) para el equilibrio deseado Estándar = 60 mm. en el eje trasero elevado = 51 mm

A= _____ mm

Altura del reposapiés - Reposapiés

Tome nota de las medidas (A) y (B) para el reposapiés deseado

A= _____ mm B= _____ mm

Extras