

Permobil

Panthera Micro 3

permobil

De fácil deslizamiento para el día a día de los niños

Esta silla de ruedas manual, ligera y fácil de manejar, está pensada para usuarios jóvenes de entre 1 y 5 años de edad aproximadamente, y puede utilizarse en interiores y exteriores sobre superficies planas bajo la supervisión de un adulto. La Panthera Micro 3 ofrece a los niños pequeños la independencia que necesitan para explorar el mundo que les rodea.

- Principales ventajas:
- Fácil de empujar y maniobrar
 - Robusta y ligera
 - Accesorios para una mayor comodidad



Especificación

| | Micro 3 | Micro 3 Long |
|----------------------------|--|--|
| Anchura del asiento | 24 - 27 cm | 24 - 27 cm |
| Profundidad del asiento | 15 - 20 cm | 20 - 25 cm |
| Altura del asiento | Delantera y respaldo 40,5 cm (18" ruedas traseras) Delantera y respaldor 33 cm (20" ruedas traseras) | Delantera y respaldo 40,5 cm (18" ruedas traseras) Delantera y respaldor 33 cm (20" ruedas traseras) |
| Ángulo del asiento | 0° | 0° |
| Longitud total | 63 cm | 71 cm |
| Anchura total | Ancho del asiento +22 cm | Ancho del asiento +22 cm |
| Altura del respaldo | 22 - 28 cm | 20 - 28 cm |
| Ángulo del respaldo | 90° | 90° |
| Distancia del reposapiés | 9,5 - 24,5 cm | 9,5 - 24,5cm |
| Camber | 10° | 10° |
| Peso sin ruedas traseras | 2,2 - 2,4 kg | 2,3 - 2,4 kg |
| Peso de la silla de ruedas | 3,4 - 3,5 kg | 3,5 - 3,6 kg |
| Carga máxima | 30 kg | 30 kg |
| Material (chasis) | Tubos de cromo molibdeno | Tubos de cromo molibdeno |
| Material (tapicería) | Poliuretano recubierto de poliéster | Poliuretano recubierto de poliéster |

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. *Más opciones de color disponibles.

Personaliza tu silla*



permobil.es | customer_support_es@permobil.com



PANTHERAMICRO3DATASHEETES231023