

Permobil

Panthera X



permobil

Resistente y ligera para una maniobrabilidad máxima

Diseñada para usuarios experimentados de sillas de ruedas manuales que necesitan un dispositivo de movilidad dinámico que se adapte a su estilo de vida activo y ocupado, la Panthera X es una de las sillas de ruedas más ligeras del mundo, con 2,1 kg.

Principales ventajas:

- Peso ultraligero
- Chasis extremadamente resistente
- Extremadamente maniobrable
- Fácil de transportar
- Se ajusta para mayor comodidad



Especificación

Anchura del asiento	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
Profundidad del asiento	35 - 46 cm
Altura del asiento	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)
Ángulo del asiento	7°
Longitud total	82,5 cm
Anchura total	53,5 - 56,5 - 59,5 - 62,5 - 65,5 cm
Ángulo del respaldo	11,5° - (-7,5°)
Distancia del reposapiés	35 - 43 cm
Ángulo de caída	2,2°
Peso sin ruedas traseras	2,1 - 2,3 kg
Peso de la silla de ruedas	4,4 - 4,6 kg
Material (chasis)	Fibra de carbono
Material (tapicería)	Poliuretano recubierto de poliéster

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso.

Personaliza tu silla

CARBON
FIBRE

Los colores reales del producto
pueden variar.

permobil

permobil.es | customer_support_es@permobil.com



PANTHERAXDATASHEETES230925