

Permobil

Serie Panthera S3



permobil

Diseñada para adaptarse a usted y a su estilo de vida activo

La serie Panthera S3 está diseñada para acomodar a usuarios de diferentes tipos. Aunque las dimensiones varían, cada S3 ofrece la comodidad de un bastidor de anchura completa, un bajo peso de transporte y una completa gama de accesorios. Disponible en siete modelos.

Principales ventajas:

- Fácil de maniobrar
- Ligera y robusta
- Se ajusta para mayor comodidad
- Dispositivo antivuelco integrado
- Fácil de usar



Especificación

	S3	S3 Short	S3 Short Low
Anchura del asiento	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 cm
Profundidad del asiento	40 cm	35 cm	27 - 33 cm, 35 cm
Altura del asiento	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)
Ángulo del asiento	7°	7°	7°
Longitud total	78 - 90 cm	73 - 85 cm	73 - 85 cm
Anchura total	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	51 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 cm
Altura del respaldo	20 - 45 cm	20 - 45 cm	20 - 45 cm
Ángulo del respaldo	13° - (-8°)	13° - (-8°)	13° - (-8°)
Distancia del reposapiés	35 - 43 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm
Ángulo de caída	2,2°, 4° (anchura del asiento 33-45 cm), 6° (anchura del asiento 33 cm), 8° (anchura del asiento 33-39 cm)	2,2°, 4° (anchura del asiento 30-45 cm), 6° (anchura del asiento 30-33 cm), 8° (largeur d'assise 30-39 cm)	2,2°, 4°, 6° (anchura del asiento 33 cm), 8°
Peso sin ruedas traseras	4,2 - 5,3 kg (aprox.)	4 - 4,7 kg (aprox.)	4,5 - 4,8 kg (aprox.)
Peso de la silla de ruedas	7,8 - 9 kg (aprox.)	7,6 - 8,3 kg (aprox.)	8 - 8,3 kg (aprox.)
Material (chasis)	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno
Material (tapicería)	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster



Personaliza tu silla*

ANODIC
BLACK

PEARL
WHITE

GREY
METALLIC

BLUE
CLASSIC

PINE
GREEN

Los colores reales del producto pueden variar.

S3 Large	S3 Long	S3 0°	S3 Short Abd
39 - 42 - 45 - 50 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	27 - 30 - 33 cm
45 cm	35 - 37,5 - 40 - 42,5 cm	35 - 42,5 cm	27 - 33 cm
Frontal 49,5 cm (ángulo de 7°) Respaldo 45,5 cm (ángulo de 7°)	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 45 cm (ángulo de 7°) Respaldo 45 cm (ángulo de 7°)	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)
7°	7°	0°	4°
83 - 95 cm	83 - 95 cm	84 cm	73 - 85 cm
60 - 63 - 66 - 71 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	55 - 58 - 61 cm
20 - 45 cm	20 - 45 cm	20 - 45 cm	20 - 45 cm , (25 - 40 cm largeur d'assise 27 cm)
13° - (-8°)	13° - (-8°)	13° - (-8°)	13° - (-8°)
41 - 51 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm
2,2°, 4° (anchura del asiento 39-45 cm)	2,2°, 4° (anchura del asiento 33-45 cm), 6° (anchura del asiento 33 cm), 8° (anchura del asiento 33-39 cm)	2,2°, 4° (anchura del asiento 33-45 cm), 6° (anchura del asiento 33 cm), 8° (anchura del asiento 33-39 cm)	2 ° - 4 ° - 6 ° - 8 °
4,8 - 5,2 kg (aprox.)	4,7 - 5,3 kg (aprox.)	4,5 - 5,4 kg (aprox.)	4,4 - 4,6 kg (aprox.)
8,4 - 8,8 (aprox.)	8,3 - 8,8 kg (aprox.)	8 - 8,9 kg (aprox.)	8 - 8,1 kg (aprox.)
Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno
Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster



Permobil

Serie Panthera S3

**Diseñada para adaptarse
a usted y a su estilo
de vida activo**

permobil

permobil.es | customer_support_es@permobil.com



PANTHERAS3SERIESDATASHEETES230925