

Permobil

Serie Panthera U3

permobil

Un diseño cuidado que le permite vivir la vida a su manera

La Panthera U3 es una silla de ruedas manual ajustable de bajo peso que ofrece una sensación de seguridad en una posición de conducción ergonómicamente óptima. Diseñada para usuarios activos que desean una silla de ruedas de aspecto esbelto y fácil maniobrabilidad con accesorios ajustables para una mayor comodidad y seguridad.

Principales ventajas:

- Ligera y resistente
- Adaptable a las necesidades individuales
- Dispositivo antivuelco integrado
- Fácil de usar



Especificación

	U3	U3 Y-front
Anchura del asiento	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm
Profundidad del asiento	35 - 46 cm	35 - 46 cm
Altura del asiento	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)
Ángulo del asiento	7°	7°
Longitud total	84 cm	84 cm
Anchura total	54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm
Altura del respaldo	20 - 45 cm	20 - 45 cm
Ángulo del respaldo	13° - (-8°)	13° - (-8°)
Distancia del reposapiés	35 - 43 cm	35 - 43 cm
Ángulo de caída	2,2°, 4°, 6° (anchura del asiento 33 cm) 8° (anchura del asiento 33-39 cm)	2,2°, 4°, 6° (anchura del asiento 33 cm) 8° (anchura del asiento 33-39 cm)
Peso sin ruedas traseras	4,5 - 5 kg (aprox.)	4,5 - 5,4 kg (aprox.)
Peso de la silla de ruedas	8 - 8,5 kg (aprox.)	8 - 9,3 kg (aprox.)
Material (chasis)	Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno
Material (tapicería)	Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. *Más opciones de color disponibles.



Personaliza tu silla*

- ANODIC BLACK
- PEARL WHITE
- GREY METALLIC
- BLUE CLASSIC
- PINE GREEN

Los colores reales del producto pueden variar.

U3 Y-front Short	U3 Y-front Low
33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm
35 - 46 cm	35 - 46 cm
Frontal 47 cm (ángulo de 7°) Respaldo 43 cm (ángulo de 7°)	Frontal 44,5 cm (ángulo de 7°) Respaldo 40,5 cm (ángulo de 7°)
7°	7°
79 cm	84 cm
54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm
20 - 45 cm	20 - 45 cm
13° - (-8°)	13° - (-8°)
35 - 43 cm	35 - 43 cm
2,2°, 4°, 6° (anchura del asiento 33 cm) 8° (anchura del asiento 33-39 cm)	2,2°, 4°, 6° (anchura del asiento 33 cm) 8° (anchura del asiento 33-39 cm)
4,5 - 5,4 kg (aprox.)	4,4 - 5,3 kg (aprox.)
8 - 9,3 kg (aprox.)	8 - 9,3 kg (aprox.)
Tubos de cromo molibdeno	Tubos de cromo molibdeno
Poliuretano recubierto de poliéster	Poliuretano recubierto de poliéster

Diseñada para usuarios activos



permobil.es | customer_support_es@permobil.com



PANTHERAU3SERIESDATASHEETES230925