

PushTracker E3/E3 Basic

Ponte en marcha
en cuestión de minutos



permobil



Resistente, duradero
y resistente al agua

La tecnología de pantalla táctil hace que
el PushTracker E3/E3 Basic sea lo más
flexible, accesible y práctico posible

Conexión Bluetooth® 8 veces más fiable

PushTracker E3/E3 Basic

El PushTracker E3/E3 Basic hace que el uso de su SmartDrive sea aún más sencillo, con controles activados por gestos y tecnología de seguimiento de actividad.

Especificaciones

Dimensiones	44 x 47 x 12.6 mm
Color	Panther negro
Sistema operativo	Wear OS by Google™
Compatible con*	Android™, iPhone™
Voltaje	380 mAh
Wireless	Bluetooth 5.0, Wi-Fi:802.11b/g/n, GPS + GLONASS + Beidou
Resistente al agua	IP68, Apto para natación/Sumergible
NFC*	Si
Correa	20 mm
Material de la correa	Silicona (intercambiable) – Sin látex y completamente Biocompatible
Material de la carcasa	Polycarbonato y fibra de vidrio
Display	1.3" Alta definición (360 x 360 px)
Versiones de la app*	Check Google Play™ Store

Todas las figuras se muestran con fines meramente ilustrativos y los productos reales pueden variar. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth y Google Play son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

**No se puede usar en la versión E3 Basic / Versión preinstalada.*