

SmartDrive MX2+

Conectar y listo



permobil



# Energía para hacer más

Propulsarse en una silla de ruedas manual puede forzar la parte superior del cuerpo y provocar problemas graves en el futuro. SmartDrive le da libertad para hacer más. Se trata de un dispositivo ligero de asistencia eléctrica de tracción trasera, que se mueve a la perfección con su silla, incluso cuando no está en uso. **Simplemente conéctelo y listo.**

- Compacto y práctico para facilitar su colocación y extracción en el espacio que ocupa la silla
- Arranque, parada y cambio de velocidad sobre la marcha
- Disponible con múltiples opciones de control, incluidas opciones inalámbricas y por cable, para que pueda impulsar su empuje a su manera.
- Fácil de transportar
- Autonomía de hasta 19,8 km







## Sencillez

SmartDrive ofrece a los usuarios de sillas de ruedas manuales más control que nunca sobre su conducción. Descubra nuestra gama de opciones de control inalámbricas y con cable para satisfacer mejor sus necesidades individuales.

Conectado a SwitchControl y vinculado con PushTracker E3/E3 Basic o Apple watch.





	SpeedControl Dial	SwitchControl	SwitchControl mono Jack	PushTracker E3 Basic	PushTracker E3	SmartWatch*
Suministrado por Permobil	✓	✓	✓	✓	✓	
Opción con cable	✓	✓	✓			
Plug & Play	✓	✓	✓	✓		
Configuración en 5 minutos	✓	✓	✓	✓		
Configuración personalizada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No requiere carga	✓	✓	✓			
Funciona con SpeedControl	✓			✓	✓	✓
Funciona con SpeedControl		✓		✓	✓	✓
Funciona con SwitchControl mono jack			✓	✓	✓	✓
No se requiere wifi	✓	✓				
Aumento o disminución de las velocidades sin parar	✓					

\*Disponible en Apple Watch y Samsung Galaxy

## Especificaciones

Dimensiones	Longitud: 389 mm Anchura: 141 mm Altura: 242 mm
Peso del producto	5,7 kg Dispositivo Smartdrive
Peso del usuario	14 a 150 kg
Autonomía de conducción*	Hasta 19,8 km en llano/sin resistencia
Potencia del motor	Sin escobillas DC 250 W
Velocidad máxima	6 km/h
Temp. de funcionamiento	-25 °C a 50 °C
Compatibilidad con el tipo de silla	Rígida, plegable, inclinación, accionamiento de un brazo y otros
Diámetro de la rueda motriz	501, 540, 559, 590 mm
Garantía	Garantía de 2 años
Bluetooth® LE	FCC QOQBT113 ID 5123A-BGTBLE113 IC ID

Todas las imágenes se muestran con fines meramente ilustrativos y los productos reales pueden variar. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth y Google Play son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

